

## **ASPIRASYON İRİGASYON CİHAZI BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Filtre hastanede kullanılan Gimmi marka İnsüflatör cihazında kullanılacağından orjinal olmalıdır
- 2- Steril ambalajda olmalıdır.
- 3- Her ambalajda 1 (bir) adet ürün olmalıdır.
- 4- Bakteri filtresi dairesel yapıda olup çapı maksimum 3cm' yi geçmemelidir.
- 5- Filtre cihaz ve hortum bağlantıları Luer-LOCK kilit sistemli olmalıdır.

## **İNSİFLATÖR CİHAZI BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Filtre hastanede kullanılan Gimmi marka İnsüflatör cihazında kullanılacağından orjinal olmalıdır.
- 2- Filtre cihazın gaz üflemeinden kaynaklanacak bakterileri filtre etme amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Filtrenin yapısı gaz geçişini engellemeyecek şekilde olmalıdır.
- 4- Filtre dairesel yapıda olup çapı 65mm'yi geçmemelidir.
- 5- Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.

## **İNSİFLATÖR CİHAZI EXTERN BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Filtre hastanede kullanılan Gimmi marka İnsüflatör cihazında kullanılacağından orjinal olmalıdır
- 2- Filtre tup ten cihazıdan yabancı cisimlerden kaynaklanacak bakterileri filtre etme amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Filtrenin yapısı gaz geçişini engellemeyecek şekilde olmalıdır.
- 4- Filtre dairesel yapıda olup doğru takılabilmesi için renk kodu olmalıdır
- 5- Steril ve tekli paketlerde olmalıdır